

32HQ713D

31.5" 8MP IPS NEGRO
MONITOR DE
DIAGNÓSTICO



IMAGENES MÉDICAS AVANZADAS 32HQ713D

El monitor de diagnóstico IPS Black de LG de 31,5 pulgadas y 8MP (modelo 32HQ713D-B) está diseñado para evaluaciones médicas críticas, con una pantalla IPS Black de 8MP (3840x2160) que garantiza imágenes nítidas y confiables, además de una alta relación de contraste de 2000:1.

Admite modos de multirresolución (8/6/4MP), lo que permite a los usuarios ajustar la resolución según sus necesidades. El monitor incluye un modo de patología para una reproducción de color realista y un sensor frontal para autocalibración, asegurando imágenes médicas consistentes y de alta calidad sin necesidad de equipo adicional.



5 AÑOS DE GARANTÍA



CLIENTES QUE CAMBIARON A MONITORES MÉDICOS LG



32HQ713D

31.5" 8MP IPS NEGRO

MONITOR DE DIAGNÓSTICO

Monitor IPS Negro 31.5" 8MP
**DISEÑADO PARA UNA
EXPRESIÓN NÍTIDA**

IMAGENES CLARAS


Pantalla IPS Negra de 31,5 pulgadas y 8MP
Autocalibración con Sensor Frontal

EFICIENCIA

6 Teclas Rápidas
Sensor de Presencia

COMODIDAD

Soporte Ergonómico
Iluminación Inferior y de Pared



IMÁGENES CONFIABLES PARA EVALUACIONES CRÍTICAS

El Panel IPS Negro del 32HQ713D Ofrece niveles de negro profundos que se traducen en una expresión nítida. Con una alta relación de contraste de 2000:1, el 32HQ713D ayuda a obtener una definición de imagen clara y una expresión detallada de los tonos grises bajos.



MODO MULTIRRESOLUCIÓN (8/6/4MP)

Ajusta el Modo de Resolución Según tus Necesidades. Gracias al Modo Multirresolución (8/6/4MP), puedes ajustar la resolución del monitor para satisfacer mejor tus requisitos.



COMO MIRAR A TRAVÉS DE UN MICROSCOPIO

Como Mirar a Través de un Microscopio Con el Modo de Patología, el 32HQ713D ofrece claridad y precisión de imagen como si estuvieras mirando a través de un microscopio.

Sensor de Presencia

GESTIÓN CONVENIENTE DE ENERGÍA

El Sensor de Presencia apaga automáticamente la pantalla cuando no detecta movimiento. Esto no solo elimina la molestia de encender y apagar manualmente la pantalla, sino que también contribuye a una gestión eficiente de la energía.





32HQ713D

31.5" 8MP IPS NEGRO

MONITOR DE DIAGNÓSTICO



MONITOR

Tamaño [pulgadas]	31.5
Tratamiento de superficie	Antirreflejante
Resolución	3840 x 2160
Ángulo de Visión (CR≥10)	178°(I/D), 178°(ARR/ABA)
Relación de Contraste (Típico)	2000:1
Bit de Color	10bit (8bit+FRC)
Relación de Aspecto	16:9
Tiempo de Respuesta	14ms (GtG, No Compatible con OD)
Paso de Píxeles[mm]	0.18159 x 0.18159
Brillo (Típico) [cd/m²]	1000
Gama de colores (Típico)	sRGB 100% (CIE1931)

CARACTERÍSTICAS

Iluminación	SÍ
Sensor de presencia	SÍ
Modo patología	SÍ
Sensor de luminancia automática	SÍ
Flicker Safe	SÍ
Modo Lectura	SÍ
Sensor Frontal	SÍ
Vista Focalizada	SÍ
Cumplimiento DICOM	SÍ
Ahorro de energía inteligente	SÍ
Calibración de hardware	Calibración de Hardware Lista
Super Resolución+	SÍ
Temperatura de Color	6500K/7500K/9300K/Manual(5000K-10000K)
Modo Caja de Luz	SÍ
Estabilizador de Negros	SÍ
Estabilización de Brillo	SÍ
Teclas Rápidas	SÍ (6 teclas)
PBP	2PBP

ENERGÍA

Consumo de Energía (Max.)	120W
Consumo de Eenergía (CC Apagado)	Menor a 0.3W
Tipo	Fuente de Alimentación Externa (Adaptador)
Entrada de CA	100-240V (50/60Hz)
Salida de CC	24V, 7.5A

PUERTOS

DisplayPort	SÍ (Entradas 2c/u - Salidas 1c/u)
Puerto USB Downstream	SÍ(2c/u-ver3.0)
Puerto USB Upstream	SÍ(2c/u-ver3.0)
DVI	SÍ (Entrada 1c/u Dual link)



32HQ713D

31.5" 8MP IPS NEGRO

MONITOR DE
DIAGNÓSTICO



FÍSICO

Dimensiones de Envío (WxHxD)	1027x340x603 mm
Peso de Envío	20.kg
Dimensiones con Soporte (WxHxD)	758.5x646.2x280.0 mm
Peso con Soporte	13.0kg
Dimensiones sin Soporte (WxHxD)	758.5x465.3x79.1 mm
Peso sin Soporte [kg]	9.7kg
Capacidad en Pallet (20pi/40pi/40pi HC)	96 / 192 / 258

Ajustes de Posición de Pantalla	Inclinación / Altura / Rotación
Diseño sin Bordos	NORMAL
Montaje en Pared [mm]	100 x 100 mm
Soporte de un Clic	SÍ
Boton Mecánico de Encendido	SÍ
Rango de Altura [mm]	110mm
Inclinación	SÍ(-5°~15°)
Rotación	SÍ(±15°)

ACCESORIO

Adaptador	SÍ
Informe de Calibración (Papel)	SÍ
Display Port	SÍ
Cable USB3.0 Upstream	SÍ
Cable de Alimentación	SÍ

APLICACIÓN DE SOFTWARE

Controlador Dual	SÍ
------------------	----

CERTIFICADOS

UL (cUL), CE, RoHS, KGMP, IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2), EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2), IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024), EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024), FDA (Clase II), ISO13485, GMP, WEEE, MFDS, REACH

CONTÁCTANOS

+562 2581 4440

sales@trucell.cl

www.trucell.cl